

**CFS FLEXIBLE** provides flexible and unbreakable prosthetic denture partials, comprised of a nylon base thermoplastic, bio-compatible, inhalator and hypoallergenic physical properties, which are excellent materials for removable restorations.

**CFS FLEXIBLE** is your best option in prosthetic partial dentures. It combines flexibility, comfort, durability, and quality all into one.

**COMFORT & FLEXIBLE SYSTEMS** Certifies and guarantees our unbreakable product for the life of your prosthetic partial, under adequate use and strict elaboration process by your dental laboratory. This certificate is proof of authenticity and guarantees the quality of this material provided. All final products, resulting from this material are subject to the quality craftsmanship of your dental laboratory. Please be advised, that a highly knowledgeable and capable processing dental laboratory must be used for optimum results.

In order to maintain your new restoration in optimal condition, **CFS FLEXIBLE** recommends following the guidelines below:

1. Continue brushing your teeth and gums, indicated by your dentist.
2. Hygienically cleanse your **CFS FLEXIBLE** by using **CFS Denture Cleaner** in the following manner:

- Stir 3 tablespoons of **CFS Denture Cleaner** powder into 1 cup of warm water. Allow solution to rest for 3 minutes. Soak dental piece for 15 minutes daily to clean.

- Remove loosened particles with a soft brush. Rinse thoroughly under running water. Extremely dirty dentures may require an overnight soaking. Solution should last 7-10 days.

- Do not use bleach, tooth paste, or any other abrasive solutions that may have chemical effects to the texture, color & shine of your prosthetic restoration.

3. It is recommended that you keep your **CFS FLEXIBLE** restoration in water when not in use.

**IMPORTANT:** Dentures containing soft liners should not be soaked for more than 15 minutes per cleaning.

Comfort & Flexible Systems distributed by:

**CFS FLEXIBLE** le provee prótesis parciales flexibles e irrompibles, realizadas a base de un nylon termoplástico bio-compatibil, inholor e hipoaalergénico, debido a sus excelentes propiedades físicas.

**CFS FLEXIBLE** mejor opción en prótesis parciales, ya que combina la flexibilidad, el confort, la calidad, la vanguardia y la durabilidad, todo esto en un solo producto.

**COMFORT & FLEXIBLE SYSTEM** certifica la garantía de irrompibilidad de por vida de sus prótesis parcial removible bajo un adecuado uso y elaboración. Este certificado es una prueba de autenducado y garantía de la calidad del material. El resultado final en la calidad de sus prótesis, depende de su laboratorio dental, por lo tanto le recomendamos que verifique que halla sido realizada bajo un procesador capacitado.

Para mantener su restauración **CFS FLEXIBLE** en óptimas condiciones, recomendamos llevar a cabo las siguientes instrucciones:

1. Continue cepillando sus dientes y encías naturales, tal como le indique su dentista.
2. Limpie higienicamente su restauración **CFS FLEXIBLE** con **CFS™ Denture Cleaner** de la siguiente forma :

- Disuelva 3 cucharadas de polvo **CFS Denture Cleaner** en una taza de agua tibia y deje reposar durante 3 minutos. Coloque su prótesis dental en esta solución por 15 minutos.

- Cepille su prótesis con un cepillo suave para eliminar las partículas de placa y sarro. Enjuague completamente con agua. Dentaduras con exceso de placa y sarro requieren colocarse en esta solución por 12 horas aprox. Esta solución limpiadora tiene una duración de 7 a 10 días.

- No use blanqueador, pasta dental, ni soluciones abrasivas, ya que pueden afectar la textura, color y brillo de su prótesis.

3. Mantenga su restauración CFS Flexible en agua cuando no la use.

**IMPORTANTE:** Protésis con rebases suaves no deben exceder más de 15 minutos de limpieza.

Comfort & Flexible Systems elaborated by: